





Scheda tecnica REF 52.44.18

20.02.2026

Dati generali			
Codice	52.44.18	Barrett pinze per il collo dell'utero18cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	13998	GTIN	04046826067229
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-453
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,036	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L0509020201		
N° di repertorio	180529		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	18cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		