







## Scheda tecnica REF 52.44.25

20.02.2026

| Dati generali   |  |   |                         |
|---|--|---|-------------------------|
| Codice  | 52.44.25   | Schroeder pinze per il collo dell'utero25cm |                         |
| Unità   | pz.  | Numero doganale                             | 90189084                |
| GMDN  | 13998  | GTIN  | 04046826067243          |
| Classe di rischio   | 1r (EU MDR)                                      | UMDNS-Code                                  | 16-453                  |
| Classe  | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                                 | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Peso netto (kg)   | 0,083  | Istruzioni d'uso                            | GATDR00X                |
| Latex free  | si   | Istruzioni per la preparazione              | MPK23-1                 |
| Codice CND  | L0509020201                                      |   |                         |
| N° di repertorio  | 180531   |   |                         |
|       |  |   |                         |
| Medicon media   | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |   |                         |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata                        |                         |
|   |  |   |                         |
| Misura  | 25cm   | Rivestimento                                |                         |
| Condizioni di conservazione   |  |   |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |  |   |                         |
| Materiali   |  |   |                         |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)              |   |                         |
| Corpo   | 1.4021 (X20Cr13)                                 |   |                         |