







Scheda tecnica REF 52.53.50

20.02.2026

Dati generali			
Codice	52.53.50	Heaney pinze per isterectomia retto22cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826067786
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-882
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso netto (kg)	0,088	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L0509030201		
N° di repertorio	191568		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	22cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		