







Scheda tecnica REF 52.70.50

20.02.2026

Dati generali			
Codice	52.70.50	Novak curette da biopsia Luer-LockØ 4.0mm 23cm LL	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32594	GTIN	04046826068370
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-566
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,016	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03
Codice CND	L050901		
N° di repertorio	221906		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	Ø 4.0mm 23cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		