





Scheda tecnica REF 52.70.80

20.02.2026

Dati generali			
Codice	52.70.80	Heaney curette uterine24cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32594	GTIN	04046826068462
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso netto (kg)	0,030	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L050901		
N° di repertorio	221915		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	24cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		