








Scheda tecnica REF 52.71.03

20.02.2026

Dati generali			
Codice	52.71.03	Schroeder cucchiaio uterino rigido30cm Fig 3	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	46870	GTIN	04046826068523
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-508
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso netto (kg)	0,077	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L059099		
N° di repertorio	192226		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	30cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		