








## Scheda tecnica REF 52.81.15

20.02.2026

| Dati generali                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                  |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Codice                                                                                                                                                                                                                                                       | 52.81.15                                         | Recamier curette uterine rigido smusso31cm Fig 5 |                         |
| Unità                                                                                                                                                                                                                                                        | pz.                                              | Numero doganale                                  | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                         | 32594                                            | GTIN                                             | 04046826069148          |
| Classe di rischio                                                                                                                                                                                                                                            | 1r (EU MDR)                                      | UMDNS-Code                                       | 11-084                  |
| Classe                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI                                      | 4046826;B;R003;02;ai;4K |
| Peso netto (kg)                                                                                                                                                                                                                                              | 0,070                                            | Istruzioni d'uso                                 | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                                   | si                                               | Istruzioni per la preparazione                   | MPK12-1                 |
| Codice CND                                                                                                                                                                                                                                                   | L050901                                          |                                                  |                         |
| N° di repertorio                                                                                                                                                                                                                                             | 221964                                           |                                                  |                         |
|                                                                                            |                                                  |                                                  |                         |
| Medicon media                                                                                                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |                                                  |                         |
| Immagine completa                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | Immagine dettagliata                             |                         |
|    |                                                  |                                                  |                         |
| Misura                                                                                                                                                                                                                                                       | 31cm                                             | Rivestimento                                     |                         |
| Condizioni di conservazione                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                  |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                  |                         |
| Materiali                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | N° di materiale (Denominazione DIN)              |                                                  |                         |
| Corpo<br>Manico                                                                                                                                                                                                                                              | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4301 (X5CrNi18-10)         |                                                  |                         |