








Scheda tecnica REF 52.81.16

20.02.2026

Dati generali			
Codice	52.81.16	Recamier curette uterine rigido smusso31cm Fig 6	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32594	GTIN	04046826069155
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso netto (kg)	0,069	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	L050901		
N° di repertorio	221965		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	31cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		