








## Scheda tecnica REF 52.81.50

20.02.2026

| Dati generali  |  |  |                         |
|--|--|--|-------------------------|
| Codice   | 52.81.50   | Recamier curette uterine malleabile smusso31cm Fig 0 |                         |
| Unità  | pz.  | Numero doganale                                      | 90189084                |
| GMDN   | 32594  | GTIN   | 04046826069209          |
| Classe di rischio  | 1r (EU MDR)                                      | UMDNS-Code   | 11-084                  |
| Classe   | 6 (EU MDR)                                       | Base UDI-DI  | 4046826;B;R003;02;ai;4K |
| Peso netto (kg)  | 0,051  | Istruzioni d'uso                                     | GATDR00X                |
| Latex free   | si   | Istruzioni per la preparazione                       | MPK12-1                 |
| Codice CND   | L050901  |  |                         |
| N° di repertorio   | 221970   |  |                         |
|    |  |  |                         |
| Medicon media  | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) |  |                         |
| Immagine completa  |  | Immagine dettagliata                                 |                         |
|    |  |  |                         |
| Misura   | 31cm   | Rivestimento   |                         |
| Condizioni di conservazione  |  |  |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione  |  |  |                         |
| Materiali  |  |  |                         |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN)              |  |                         |
| Corpo<br>Manico  | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4301 (X5CrNi18-10)         |  |                         |