







Scheda tecnica REF 52.90.10

20.02.2026

Dati generali			
Codice	52.90.10	Seyffarth pinze da presa 33cm IUP	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826069971
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-774
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;06;XU
Peso netto (kg)	0,070	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	33cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Vite	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		