






Scheda tecnica REF 52.92.12

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------|
| Codice | 52.92.12 | curetta aspirante 28cm Ø 12mm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 38749 | GTIN | 04046826070045 |
| Classe di rischio | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 10-566 |
| Classe | 6 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,100 | Istruzioni d'uso | G098395 |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK03 |
| Codice CND | L030101 | | |
| N° di repertorio | 219948 | | |
|  | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|   | | | |
| Misura | 28cm Ø 12mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |