






Scheda tecnica REF 52.93.03

20.02.2026

Dati generali			
Codice	52.93.03	Gasparotti cannula p liposuz rt 25cm Ø 4mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45414	GTIN	04046826070090
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	17-640
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,104	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK11
Codice CND	L030101		
N° di repertorio	219953		
			
Medicon media	451.03.82 (prospetto liposuction)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	25cm Ø 4mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		