







## Scheda tecnica REF 53.12.55

20.02.2026

Dati generali			
Codice	53.12.55	cannula per Pudendo Anestesia Luer-Lock0.9x150mm LL	
Unità	pz.	Numero doganale	90183900
GMDN	60909	GTIN	04046826070519
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-206
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso netto (kg)	0,024	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	0.9x150mm	Rivestimento	Strato di cromo applicato galvanicamente sulla superficie
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vite	2.0401 (CuZn39Pb3)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		