








Scheda tecnica REF 53.70.58

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------|
| Codice | 53.70.58 | Bumm (Recamier) ? smusso28mm 31.0cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 32594 | GTIN | 04046826071059 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 11-084 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;02;ai;4K |
| Peso netto (kg) | 0,066 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | L050901 | | |
| N° di repertorio | 222044 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|    | | | |
| Misura | 28mm 31.0cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo Manico | 1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |