





## Scheda tecnica REF 53.80.03

20.02.2026

Dati generali			
Codice	53.80.03	guaina esterna Ø 6.5mm c 1 rubinetto	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	37086	GTIN	04046826071257
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	12-081
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,150	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03
Codice CND	Z12029080		
N° di repertorio	301002		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 6.5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		