




Scheda tecnica REF 54.23.05

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| Codice | 54.23.05 | Finochietto divaricatore costale alluminio per adulti | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 13709 | GTIN | 04046826071776 |
| Classe di rischio | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 13-709 |
| Classe | 7 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,250 | Istruzioni d'uso | G051570 |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK03 |
| Codice CND | L08060201 | | |
| N° di repertorio | 221581 | | |
|  | | | |
| Medicon media | 450.00.53 (catalogo cardio) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | | Rivestimento | Strato di ossido artificiale (colori di interferenza) sulla superficie dei prodotti in alluminio |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 3.2315 (AlMgSi1) | | |
| Vite | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Altro | 1.4021 (X20Cr13) | | |