





## Scheda tecnica REF 54.23.57

20.02.2026

Dati generali			
Codice	54.23.57	Castaneda divaricatore costale alluminio per neonati	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	13709	GTIN	04046826071905
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-709
Classe	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,150	Istruzioni d'uso	G051570
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03
Codice CND	L08060201		
N° di repertorio	221594		
			
Medicon media	450.00.53 (catalogo cardio )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura		Rivestimento	Strato di ossido artificiale (colori di interferenza) sulla superficie dei prodotti in alluminio
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.2315 (AlMgSi1)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	1.4021 (X20Cr13)		