







## Scheda tecnica REF 54.30.21

20.02.2026

| Dati generali   |  |                                 |                         |
|---|--|---------------------------------|-------------------------|
| Codice  | 54.30.21                                 | Doyen periostotomo destro24.0cm |                         |
| Unità   | pz.                                      | Numero doganale                 | 90189084                |
| GMDN  | 35559                                    | GTIN                            | 04046826072247          |
| Classe di rischio   | 1r (EU MDR)                              | UMDNS-Code                      | 16-879                  |
| Classe  | 6 (EU MDR)                               | Base UDI-DI                     | 4046826;B;R003;03;ai;4W |
| Peso netto (kg)   | 0,074                                    | Istruzioni d'uso                | GATDR00X                |
| Latex free  | si                                       | Istruzioni per la preparazione  | MPK12-1                 |
| Codice CND  | L091201                                  |                                 |                         |
| N° di repertorio  | 300749                                   |                                 |                         |
|       |  |                                 |                         |
| Medicon media   | 450.00.53 (catalogo cardio )             |                                 |                         |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata            |                         |
|   |  |                                 |                         |
| Misura  | 24.0cm                                   | Rivestimento                    |                         |
| Condizioni di conservazione   |  |                                 |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |  |                                 |                         |
| Materiali   |  |                                 |                         |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)      |                                 |                         |
| Corpo<br>Manico   | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4301 (X5CrNi18-10) |                                 |                         |