







## Scheda tecnica REF 54.35.20

20.02.2026

Dati generali			
Codice	54.35.20	Semb retrattore da polmone 25cm 20mm Fig 1	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826072377
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-649
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,147	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-1
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184124		
 			
Medicon media	450.00.53 (catalogo cardio )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	25cm 20mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		