







Scheda tecnica REF 55.08.07

20.02.2026

Dati generali			
Codice	55.08.07	valvulotomo retrotrado2.5mm 24cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	14339	GTIN	04046826072612
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-226
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso netto (kg)	0,050	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	L9099		
N° di repertorio	361900		
 			
Medicon media	450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	2.5mm 24cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		