






Scheda tecnica REF 55.08.15

20.02.2026

Dati generali			
Codice	55.08.15	perforatore per aorta 15cm Ø 5mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35285	GTIN	04046826072650
Classe di rischio	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	13-229
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,150	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L070807		
N° di repertorio	357675		
			
Medicon media	450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	15cm Ø 5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	1.4301 (X5CrNi18-10)		