






## Scheda tecnica REF 55.08.70

20.02.2026

| Dati generali   |  |                                |                |
|---|--|--------------------------------|----------------|
| Codice  | 55.08.70                                 | Tubbs dilatatore 18cm          |                |
| Unità   | pz.                                      | Numero doganale                | 90189084       |
| GMDN  | 11255                                    | GTIN                           | 04046826072728 |
| Classe di rischio   | 1 (EU MDD)                               | UMDNS-Code                     | 11-254         |
| Classe  | 6 (EU MDD)                               | Base UDI-DI                    |                |
| Peso netto (kg)   | 0,240                                    | Istruzioni d'uso               |                |
| Latex free  | si                                       | Istruzioni per la preparazione | MPK03          |
| Codice CND  | L0707020101                              |                                |                |
| N° di repertorio  | 402566                                   |                                |                |
|    |  |                                |                |
| Medicon media   | 450.00.53 (catalogo cardio )             |                                |                |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata           |                |
|   |  |                                |                |
| Misura  | 18cm                                     | Rivestimento                   |                |
| Condizioni di conservazione   |  |                                |                |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |  |                                |                |
| Materiali   |  |                                |                |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)      |                                |                |
| Corpo<br>Vite   | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9) |                                |                |