




Scheda tecnica REF 55.08.80

20.02.2026

Dati generali			
Codice	55.08.80	set tunnellizzatore completo con la custodia 56x11.5x3cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	11268	GTIN	04046826072735
Classe di rischio	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	16-985
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,200	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03
Codice CND	L070802		
N° di repertorio	417482		
			
Medicon media	450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	56x11.5x3cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		