







Scheda tecnica REF 55.08.88

20.02.2026

Dati generali			
Codice	55.08.88	oliva per tunnellizzatore coppia8mm	
Unità	cf./2	Numero doganale	90189084
GMDN	11268	GTIN	04046826072810
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-985
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Peso netto (kg)	0,010	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01-1
Codice CND	L070802		
N° di repertorio	417495		
 			
Medicon media	450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	8mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		