





Scheda tecnica REF 55.08.94

20.02.2026

Dati generali			
Codice	55.08.94	adattatore per tunnelizzatore	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35384	GTIN	04046826072858
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	16-985
Classe	2 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,010	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03
Codice CND	A0701		
N° di repertorio	370254		
			
Medicon media	450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		