







## Scheda tecnica REF 55.10.50

20.02.2026

Dati generali			
Codice	55.10.50	DeBaKey dilatatore vascolare Ø 5.0mm 19cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	11268	GTIN	04046826073015
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-268
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Peso netto (kg)	0,018	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L070802		
N° di repertorio	221335		
 			
Medicon media	450.00.53 (catalogo cardio )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	Ø 5.0mm 19cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	1.4305 (X8CrNiS18-9)		