







Scheda tecnica REF 55.10.90

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------|
| Codice | 55.10.90 | DeBaKey dilatatore vascolare Ø 9.0mm 19cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 11268 | GTIN | 04046826073046 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 11-268 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R004;01;aj;4W |
| Peso netto (kg) | 0,030 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK03-1 |
| Codice CND | L070802 | | |
| N° di repertorio | 221338 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.53 (catalogo cardio) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|   | | | |
| Misura | Ø 9.0mm 19cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Manico | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |