








## Scheda tecnica REF 55.11.10

20.02.2026

Dati generali			
Codice	55.11.10	Cooley divaricatore dentato21.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826073053
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-379
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,190	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK24-1
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184128		
 			
Medicon media	450.00.53 (catalogo cardio )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	21.5cm	Rivestimento	Strato di ossido artificiale (colori di interferenza) sulla superficie dei prodotti in alluminio
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4301 (X5CrNi18-10) 3.3535 (AIMG3)		