



Scheda tecnica REF 55.11.11

20.02.2026

Dati generali			
Codice	55.11.11	Cooley divaricatore dentato23.0cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826073060
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-379
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,116	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-1
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184129		
 			
Medicon media	450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	23.0cm	Rivestimento	Strato di ossido artificiale (colori di interferenza) sulla superficie dei prodotti in alluminio
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4301 (X5CrNi18-10) 3.3535 (AIMG3)		