








Scheda tecnica REF 55.11.15

20.02.2026

Dati generali			
Codice	55.11.15	Cooley uncino per antro dentato 45x30mm 25cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826073107
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-379
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,120	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-1
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	184133		
 			
Medicon media	450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	45x30mm 25cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4301 (X5CrNi18-10)		