




Scheda tecnica REF 55.12.11

20.02.2026

Dati generali			
Codice	55.12.11	dilatatore0.5x170mm Nitinol	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826451257
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,015	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	0.5x170mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	NITI_SUPERELASTIC (Nitinol)		