







Scheda tecnica REF 55.15.15

20.02.2026

Dati generali			
Codice	55.15.15	DeBakey forbici vascolari 45° 23cm HM	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	44354	GTIN	04046826073336
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-482
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso netto (kg)	0,052	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L01040401		
N° di repertorio	276784		
 			
Medicon media	450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	45° 23cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		