







## Scheda tecnica REF 55.33.40

20.02.2026

Dati generali			
Codice	55.33.40	Cooley pinze vascolari retto 16.5cm AT	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826073916
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-882
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso netto (kg)	0,018	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L070801018001		
N° di repertorio	191386		
 			
Medicon media	450.00.53 (catalogo cardio )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	16.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		