








## Scheda tecnica REF 55.33.64

20.02.2026

Dati generali			
Codice	55.33.64	Castaneda neonatale pinze 14.5cm 23mm AT	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826074067
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-882
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso netto (kg)	0,025	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L070801018001		
N° di repertorio	191401		
 			
Medicon media	450.00.53 (catalogo cardio )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	14.5cm 23mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		