








## Scheda tecnica REF 55.33.65

20.02.2026

| Dati generali  |                                     |  |                         |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------|
| Codice   | 55.33.65                            | Castaneda neonatale pinze 14.5cm 25mm AT |                         |
| Unità  | pz.                                 | Numero doganale                          | 90189084                |
| GMDN   | 62468                               | GTIN                                     | 04046826074074          |
| Classe di rischio  | 1r (EU MDR)                         | UMDNS-Code                               | 15-882                  |
| Classe   | 6 (EU MDR)                          | Base UDI-DI                              | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso netto (kg)  | 0,025                               | Istruzioni d'uso                         | GATDR00X                |
| Latex free   | si                                  | Istruzioni per la preparazione           | MPK23-1                 |
| Codice CND   | L070801018001                       |  |                         |
| N° di repertorio   | 191402                              |  |                         |
|    |                                     |  |                         |
| Medicon media  | 450.00.53 (catalogo cardio )        |  |                         |
| Immagine completa  |                                     | Immagine dettagliata                     |                         |
|    |                                     |  |                         |
| Misura   | 14.5cm 25mm                         | Rivestimento                             |                         |
| Condizioni di conservazione  |                                     |  |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione  |                                     |  |                         |
| Materiali  |                                     |  |                         |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN) |  |                         |
| Corpo  | 1.4021 (X20Cr13)                    |  |                         |