








## Scheda tecnica REF 55.35.15

20.02.2026

Dati generali			
Codice	55.35.15	Cooley pinze vascolari angolata verso il basso 17cm AT	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826074203
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-882
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso netto (kg)	0,037	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L070801018001		
N° di repertorio	191415		
 			
Medicon media	450.00.53 (catalogo cardio )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	17cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		