








Scheda tecnica REF 55.70.60

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Codice | 55.70.60 | DeBakey pinze vascolari 26.5cm AT | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 62468 | GTIN | 04046826075101 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-882 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso netto (kg) | 0,086 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK23-1 |
| Codice CND | L070801018001 | | |
| N° di repertorio | 191506 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.53 (catalogo cardio) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|    | | | |
| Misura | 26.5cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |