








Scheda tecnica REF 55.74.32

20.02.2026

Dati generali			
Codice	55.74.32	Satinsky DeBakey pinze32mm 23.5cm AT	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826075125
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-882
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso netto (kg)	0,083	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L070801018001		
N° di repertorio	191508		
 			
Medicon media	450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	32mm 23.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		