






## Scheda tecnica REF 55.85.30

20.02.2026

| Dati generali   |                                     |                                      |                         |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Codice  | 55.85.30                            | Dardik pinze vascolari 15.0cm 30° AT |                         |
| Unità   | pz.                                 | Numero doganale                      | 90189084                |
| GMDN  | 62468                               | GTIN                                 | 04046826075439          |
| Classe di rischio   | 1r (EU MDR)                         | UMDNS-Code                           | 15-882                  |
| Classe  | 6 (EU MDR)                          | Base UDI-DI                          | 4046826;B;R002;04;ah;4K |
| Peso netto (kg)   | 0,050                               | Istruzioni d'uso                     | GATDR00X                |
| Latex free  | si                                  | Istruzioni per la preparazione       |                         |
| Codice CND  | L070801018001                       |                                      |                         |
| N° di repertorio  | 191537                              |                                      |                         |
|   |                                     |                                      |                         |
| Medicon media   | 450.00.53 (catalogo cardio )        |                                      |                         |
| Immagine completa   |                                     | Immagine dettagliata                 |                         |
|    |                                     |                                      |                         |
| Misura  | 15.0cm 30°                          | Rivestimento                         |                         |
| Condizioni di conservazione   |                                     |                                      |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |                                     |                                      |                         |
| Materiali   |                                     |                                      |                         |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN) |                                      |                         |
| Corpo   | 1.4021 (X20Cr13)                    |                                      |                         |