








Scheda tecnica REF 56.75.09

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| Codice | 56.75.09 | Biemer Müller approssimatore angolato 7.5mm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 17675 | GTIN | 04046826075828 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 17-675 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R002;05;ah;4W |
| Peso netto (kg) | 0,003 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK20-1 |
| Codice CND | L07080104 | | |
| N° di repertorio | 180759 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|    | | | |
| Misura | 7.5mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |