








Scheda tecnica REF 56.80.14

20.02.2026

Dati generali			
Codice	56.80.14	Mehdorn Pinze posa clip14.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35798	GTIN	04046826075934
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-904
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;05;ah;4W
Peso netto (kg)	0,200	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	H03010103		
N° di repertorio	300621		
 			
Medicon media	450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	14.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		