





Scheda tecnica REF 56.81.04

20.02.2026

Dati generali			
Codice	56.81.04	Mehdorn clip vascolare4x1.4mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	17675	GTIN	04046826075941
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-028
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;05;ah;4W
Peso netto (kg)	0,001	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-1
Codice CND	L07080104		
N° di repertorio	180770		
 			
Medicon media	450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	4x1.4mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		