







## Scheda tecnica REF 56.85.50

20.02.2026

Dati generali			
Codice	56.85.50	aprossimatore clip doppio 11mm A	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	17675	GTIN	04046826076290
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	17-675
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso netto (kg)	0,001	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-1
Codice CND	L07080104		
N° di repertorio	180804		
 			
Medicon media	450.00.53 (catalogo cardio ) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	11mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		