






Scheda tecnica REF 56.85.80

20.02.2026

Dati generali			
Codice	56.85.80	clamp singola angolato 11mm A P/2	
Unità	cf./2	Numero doganale	90189084
GMDN	17675	GTIN	04046826076474
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-028
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;05;ah;4W
Peso netto (kg)	0,001	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L07080104		
N° di repertorio	180822		
 			
Medicon media	450.00.53 (catalogo cardio)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	11mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		