







## Scheda tecnica REF 56.87.35

20.02.2026

Dati generali			
Codice	56.87.35	Biemer Approssimatore vascolare piccolo	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	17675	GTIN	04046826076665
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	17-675
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;05;ah;4W
Peso netto (kg)	0,010	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L07080104		
N° di repertorio	180838		
 			
Medicon media	450.00.53 (catalogo cardio ) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Altro	1.4021 (X20Cr13)		