



Scheda tecnica REF 56.87.45

20.02.2026

Dati generali			
Codice	56.87.45	Biemer Pinze posa clip con blocco 14.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35798	GTIN	04046826076689
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-904
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Peso netto (kg)	0,029	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	H03010103		
N° di repertorio	300625		
 			
Medicon media	450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	14.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Altro	1.4021 (X20Cr13)		