








Scheda tecnica REF 57.06.05

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| Codice | 57.06.05 | Kerrison (Spurling) viti basso profilo per neuro in alto pedana stretta 15cm 5mm 90° HM | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 35541 | GTIN | 04046826077303 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-231 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Peso netto (kg) | 0,255 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK20-1 |
| Codice CND | L090401 | | |
| N° di repertorio | 207718 | | |
|   | | | |
| Medicon media | | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | |   | |
| Misura | 15cm 5mm 90° | Rivestimento | Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Vite | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Manico | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Altro | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |