







Scheda tecnica REF 57.06.25

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.06.25	Kerrison (Schlesinger) rongeur in alto pedana stretta 15cm 5mm 40°	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826077341
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-231
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso netto (kg)	0,247	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L090401		
N° di repertorio	207722		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	15cm 5mm 40°	Rivestimento	Strato d'oro galvanico artificiale (max 0,04 mm) su parti della superficie degli strumenti
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		