





## Scheda tecnica REF 57.11.35

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.11.35	Kerrison rongeur verso il basso stretto pedana verso l'alto 18cm 2mm 90° MC	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826079482
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-231
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso netto (kg)	0,200	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L090401		
N° di repertorio	207928		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	18cm 2mm 90°	Rivestimento	Strato PVD artificiale di nitrato di titanio alluminio, ad es. forbici Magic Cut
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Vite	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		