








## Scheda tecnica REF 57.11.62

20.02.2026

Dati generali			
Codice	57.11.62	Kerrison rongeur baionetta in alto pedana stretta verso l'alto 12cm 2mm 40° MC	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826079697
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-231
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso netto (kg)	0,250	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-1
Codice CND	L090401		
N° di repertorio	207949		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
		 	
Misura	12cm 2mm 40°	Rivestimento	Strato PVD artificiale di nitruro di titanio alluminio, ad es. forbici Magic Cut
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4301 (X5CrNi18-10)		